

Vasconcellos[®]




LÁSER CO2
VERTICAL

VASCONCELLOS

¿Para qué sirve el Láser CO2?

La evidencia científica deja claro que hoy por hoy el láser de elección para tratamientos ginecológicos es el CO2. En concreto en ginecología, es uno de los pocos que aparecen en los estudios científicos, estos cada vez demuestran la eficacia del láser de CO2.

Las Aplicaciones del Láser de CO2 se pueden utilizar en la Ginecología, Ginecoestética, Ginecología Regenerativa y Estética facial.



PRECISO



EFICAZ




SEGURO



DURADERO

Sus Aplicaciones Principales Son:

- Atrofia Vaginal
- Incontinencia Urinaria
- Hiperlaxitud o Relajación Vaginal
- Liquen Escleroso
- Eliminación de Verrugas Genitales
- Vaporización de Cervicitis, Ectopias
- Displasias de Cérvix
- Prolapsos Genitales
- Blanqueamiento Genital
- Tratamiento de Infecciones Vaginales de Repetición
- Cirugía Íntima Femenina



MODO FRACCIONAL (ESTÉTICO)

Aplicaciones del modo Fraccional

Contracción de colágeno y remodelado
Estiramiento de la piel, elimina cicatrices,
cicatrices de acné, cicatrices de
quemaduras, cicatrices de cirugía, etc.
Elimina arrugas, estrías, manchas
de la edad, pecas, verrugas, etc.



LÁPIZ



Aplicaciones del modo Pulsado

Solo se ocupa con la pieza
de mano o lápiz , en este modo
siempre es recomendable
empezar con la potencia
mínima e ir subiendo
dependiendo la situación
de la cirugía que se realice



LENTE AMBAR

MODO PULSADO (CIRUGÍA)

MODO GYN (GINECOLÓGICO)



ADITAMENTOS GINECOLÓGICOS

Aplicaciones del modo GYN (Vaginal)

- Atrofia Vaginal
- Incontinencia Urinaria
- Eliminación de Verrugas Genitales
- Vaporización de Cervicitis, Ectopias
- Blanqueamiento Genital
- Tratamiento de Infecciones Vaginales de Repetición
- Cirugía Íntima Femenina
- Displasias de Cérvix
- Prolapsos Genitales

CONSEJOS PARA EL BUEN USO DEL LÁSER

MANERAL TIPO LÁPIZ

El modo Pulsado y continuo únicamente se utiliza con la pieza de mano o lápiz.




La pieza de mano o lápiz debe esterilizarse en cada uso

El lente ambar que se encuentra en la parte superior, por ningún motivo debe mojarse por ninguna situación, se recomienda limpiarlo con un paño seco



La potencia del láser se recomienda ser utilizada de menor a mayor ya que esta puede provocar lesiones a tu paciente



Su software permite guardar 5 parámetros distintos para sus tratamientos

Vasconcellos®



LÁSER CO2
vertical



 Tel: 55 7822 8045

 Cel: 55 8300 8832

 vasconcellosventas@gmail.com

 www.vasconcellos.com.mx