

Vasconcellos[®]

SHR
DIODO LÁSER
YAG LÁSER



MÁQUINA
MULTIFUNCIONAL


VASCONCELLOS

SHR

- * Depilación rápida, dispare hasta 10 veces / segundo (1-10HZ), tan rápido el láser de diodo
- * Lámparas importadas de Alemania, se pueden alcanzar 400000-500000 disparos



PRECISO



EFICAZ



SEGURO



DURADERO


Filtros para SHR

- * 480nm: terapia vascular
- * 530nm: rejuvenecimiento de piel
- * 530nm: terapia de pigmentación
- * 590nm: eliminación de arrugas
- * 640nm: depilación

Longitudes de Onda

Diodo Láser

- * Tamaño de punto grande 15nm*15nm o 20nm*20nm
- * 12 barras láser de mejor calidad importadas de "USA-COHERENT"
- * El generador láser tiene 50 - 80 millones de disparos, larga vida útil.
- * Depilación permanente y segura en todo el tipo de pieles (I, II, III, IV, V, VI)



Para ND: YAG Láser:

- * 3 tipos de láser, 530nm / 1064nm / 1320nm. apto para todo tipo de piel y tatuajes
- * Se puede alcanzar a la potencia máxima de 1600mj. otros son solo 1000mj
- * Este láser puede disparar hasta 10 veces/segundo (1-10Hz), pero el láser normal es solo 1-5Hz o 1-6Hz. tratamiento es mucho más rápido

Aplicaciones

- * Depilación
- * Rejuvenecimiento de piel
- * Terapia de pigmentación
 - * Terapia Vascular
- * Eliminación de arrugas
 - * Tatuaje
 - * Muñeca negra
 - * Nuevo Ota
 - * Peca
- * Mancha de nacimiento
 - * Onicomycosis



RESULTADOS GARANTIZADOS

Resultados Clínicos

Para alcanzar el tejido objetivo con mayor precisión, la energía del láser se entrega mediante una pieza de mano de diseño profesional. Ayuda con rayos infrarrojos de 635 nm, permite enfocar la energía. A medida que la tecnología madura, no se limita al tratamiento vascular.



Pores



Spot



Pocked scar



Face dumb

Parametros tecnicos

Especificaciones Básicas

Potencia: 3000W

Cantidad de manipuladores: 3

Pantalla: led táctil a color 10

Sistema de enfriamiento agua + viento + semiconductor

voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Tamaño del paquete: 180cm*

Peso del paquete 70kg

SHR: 480nm/530nm/590nm/

640nm/690nm

YAG: 532nm/1064nm/1320nm

DIODO: 808nm

Longitud de onda

Tamaño del punto

SHR: 1Hz - 10Hz

YAG: 1Hz - 10Hz

DIODO: 1Hz - 10Hz

SHR, DIODO LÁSER, YAG LASER

LÁSER

Adoptando la teoría de las explosiones inducidas por la luz, el láser ND.YAG puede penetrar la epidermis de la piel y finalmente alcanzar su capa profunda dentro del tiempo de ultrapulso de microsegundos o milisegundos.

Laser para Nd: YAG

- * Longitud de onda de 532nm: Elimine los pigmentos de color claro, como rojo poco profundo, marrón, rosa, etc.
- * Longitud de onda de 1064nm: eliminar pigmentos de colores
- * Longitud de onda de 1032nm: profesional para rejuvenecimiento

Filtros para SHR

- * 480nm: terapia vascular
- * 590nm: eliminación de arrugas
- * 640nm: depilación

Vasconcellos®



MÁQUINA
MULTIFUNCIONAL



Tel: 55 7822 8045

Cel: 55 8300 8832

✉ vasconcellosventas@gmail.com

🌐 www.vasconcellos.com.mx